

1 Transferência de Pacientes

1.1 Passo a Passo:



Caro Usuário:

OBS: Antes de começar, a primeira coisa a fazer é instalar o Programa de Transferência de Pacientes na pasta Bin do DP7, (**somente assim o Programa vai Funcionar**). Após isso, alterar o Código de Instituições de cada máquina a ser igualada as Bases, que se localiza no

Diagnose Pró 7. Para alterá-lo, vá em Utilitários, Parâmetros, Cód. Instituição: e altere. Lembre-se: **Tem que alterar o Código de Instituição para cada Máquina a ser igualada.** Caso não altere este Código, haverá 2 (Dois) ou mais Pacientes diferentes com o mesmo ID, sendo assim, haverá sobreposição de Informações do Paciente.

Logo abaixo sugerimos uma sequência de passos para que se inicie a utilização da Importação do Diagnose Pró 7.

Segue a tela da Importação:

Transferência de Pacientes DP7 - 1.0.0.5

diagnose DP7

Base DP7 A

Imagem A

Base DP7 B

Imagem B

ID Médico Padrão: Pesquisar Pacientes

Tipo de Importação

Base A -> B

Base B -> A

Informações de Progresso

Cadastro do Paciente

Arquivos

Laudos

Consultas

Nesta tela, é onde será importado o banco de dados de um computador para outro.

- 1 - No campo **Base DP7 A** colocar o caminho de origem da base de dados.
- 2 - No campo **Imagem A** colocar o caminho de origem das imagens.
- 3 - No campo **Base DP7 B** colocar o caminho da base de dados do outro computador.
- 4 - No campo **Imagem B** colocar o caminho de imagens do outro computador.

Exemplo: Caminhos Pré-Formatados para a demonstração.

Transferência de Pacientes DP7 - 1.0.0.5

diagnose 7

Base DP7 A: C:\Arquivos de Programas\DP7\Bin\d7base.gdb

Imagem A: C:\Arquivos de Programas\DP7\Imagens

Base DP7 B: 192.168.200.201:/home/joselei/Bancos/d7base.gdb

Imagem B: \\192.168.200.201\home\imagens

ID Médico Padrão: 10

Pesquisar Pacientes

Tipo de Importação

Base A -> B

Base B -> A

Informações de Progresso

Cadastro do Paciente

Arquivos

Laudos

Consultas

Antes de iniciar a importação verificar o ID Médico Padrão (**Deve-se escolher um médico padrão para fazer a importação**).

Este ID localiza-se no Cadastro de Médicos no campo **Códigos**.

Por exemplo:

Identificação		
Código	Sobrenome	Nome
00010000000010	FEIJÓ	FRANCISCO

No campo **Código** existe o número **00010000000010**, deve -se pegar somente o número 10, que seria o ID do médico. Se por acaso o Código do Médico fosse **00010000000003**, o ID do médico Padrão seria 3.

Lembre-se: Pode ser qualquer médico cadastrado.

Tipo de Importação

Base A -> B

Base B -> A

Feito o procedimento acima, escolher o tipo de Importação no campo:


Para fazer a importação do banco de dados, é necessário Pesquisar um Paciente, para isso


clique em: [Pesquisar Pacientes](#)

Tela de Pesquisa de Pacientes:



Pode-se importar os dados de um Paciente, como todos os outros Pacientes Cadastrados.


Para Importar um Paciente basta clicar uma vez sobre ele e clicar no botão  Importar . O sistema vai lhe perguntar se deseja Importar o dados:



Ao fazer esse procedimento será importado apenas o Paciente selecionado. Para a importação de todos os Pacientes Cadastrados é necessário selecionar o

campo **Importar Todos** . Neste modo será importado todos os Pacientes Cadastrados.

Imagem após a Importação:



Ao estar importando, você pode verificar que a tela de Informações de Progresso, selecionará os procedimentos concluídos. Após o término da Importação o Sistema lhe informará que a Importação foi efetuada com Sucesso.

Suporte Técnico
LPT4 - Sistema de Informação Ltda.
Fone/fax: (41) 3029-4315
www.lpt4.com.br